

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Upp1 Pour Western Blot Et Elisa - Q16831

Numéro d'article: CM0015534



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'uridine phosphorylase 1 humaine (UPP1). Convient pour le Western Blot et l'ELISA ; détecte une protéine de 34 kDa impliquée dans le métabolisme des pyrimidines et la synthèse des nucléotides. Idéal pour la recherche sur le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UPP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7378
ID de gène	7378
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 89-173 de l'UPP1 humaine (NP_001274357.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q16831
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace