

Anticorps Polyclonal Anti-Uqcc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brt2

Numéro d'article: CM0027353

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UQCC2 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'UQCC2 humain, murin, de rat ; impliqué dans l'assemblage du complexe III mitochondrial et la fonction de la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UQCC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	M19 ; Cbp6 ; MNF1 ; MC3DN7 ; C6orf125 ; C6orf126 ; bA6B20.2 ; UQCC2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	84300
Identifiant du gène	84300
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 14-126 de l'UQCC2 humain (NP_115716.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BRT2
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace