


Anticorps Polyclonal Anti-Uqcr10 Pour Wb Et Elisa - Q9Udw1

Numéro d'article: CM0029781



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UQCR10 humain (sous-unité 9 du complexe cytochrome b-c1), idéal pour le Western blot et l'ELISA. Détecte les échantillons humains, de souris et de rat. Protéine de la membrane interne mitochondriale du Complexe III d'environ 7 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UQCR10 Lapin pAb
Remarques/Alias	QCR9; UCRC; HSPC051; HSPC119; HSPC151; UCCR7.2; UQCR10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29796
GeneID	29796
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-63 de l'UQCR10 humain (NP_037519.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UDW1
Poids Protéique	7kDa
Expédition	Sac de glace