


Anticorps Polyclonal Anti-Uqcr10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Udw1

Numéro d'article: CM0016399



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UQCR10 humain (sous-unité 9 du Complexe III). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la chaîne de transport d'électrons mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UQCR10 Lapin pAb
Remarques/Alias	QCR9, UCRC, HSPC051, HSPC119, HSPC151, UCCR7.2, UQCR10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29796
GeneID	29796
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-63 de l'UQCR10 humain (NP_037519.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UDW1
Poids protéique	7kDa
Expédition	Sac de glace