


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Uqcrc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31930

Numéro d'article: CM0026513



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'UQCRC1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche mitochondriale et les études sur le complexe III.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UQCRC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	QCR1 ; PKNPY ; UQCR1 ; D3S3191 ; UQCRC1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7384
GenelD	7384
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 156-480 de l'UQCRC1 humain (NP_003356.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31930
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace