


Anticorps Polyclonal Anti-Uqcrc2 (Lapin) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P22695

Numéro d'article: CM0030736



Introduction

Anticorps polyclonal lapin de haute qualité ciblant l'UQCRC2 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le complexe III mitochondrial et la chaîne de transport des électrons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UQCRC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	QCR2; UQCR2; MC3DN5; UQCRC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7385
GeneID	7385
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 224-453 de l'UQCRC2 humain (NP_003357.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22695
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace