


Anticorps Polyclonal Anti-Uqcrfs1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P47985

Numéro d'article: CM0017877



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UQCRFS1 humain (protéine fer-soufre de Rieske), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte UQCRFS1 endogène et présente une réactivité croisée avec la souris. Convient à la recherche sur le complexe mitochondrial III.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UQCRFS1 Rabbit pAb
Remarques/alias	RIP1 ; RIS1 ; RISP ; UQCR5 ; MC3DN10 ; UQCRFS1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7386
ID du gène	7386
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 79 à 274 de l'UQCRFS1 humain (NP_005994.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P47985
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Sac réfrigérant