


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Uqcrfs1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P47985

Numéro d'article: CM0005813



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'UQCRC1 humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte UQCRC1 chez l'homme, la souris et le rat. Convient à l'étude du complexe III mitochondrial et de la chaîne de transport d'électrons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UQCRC1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	RIP1 ; RIS1 ; RISP ; UQCR5 ; MC3DN10 ; UQCRC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7386
GeneID	7386
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 175 et 274 de l'UQCRC1 humaine (P47985).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P47985
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace