


Anticorps Polyclonal Anti-Uqcrfs1 (Protéine Fer-Soufre Rieske) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P47985

Numéro d'article: CM0030976



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UQCRFS1 humaine (protéine fer-soufre Rieske), une sous-unité du Complexe III mitochondrial. Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA ; réactif avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UQCRFS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RIP1, RIS1, RISP, UQCR5, MC3DN10, UQCRFS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7386
GeneID	7386
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 141-274 de l'UQCRFS1 humain (NP_005994.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P47985
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace