


Anticorps Polyclonal Anti-Uqcrrq Pour Wb, Elisa - 014949

Numéro d'article: CM0025111



Introduction

Anticorps polyclonal anti-UQCRRQ de lapin de haute qualité pour Western blot et ELISA, reconnaissant les échantillons humains et de souris. Cible la sous-unité 8 du complexe III, essentielle pour le transport mitochondrial des électrons et la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UQCRRQ Rabbit pAb
Remarques / Alias	QPC; QCR8; QP-C; UQCRR7; MC3DN4; UQCRRQ
Espèce	Humain
ID du gène	27089
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 82 de l'UQCRRQ humain (NP_055217.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	014949
Poids moléculaire de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace