


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Uridine-Cytidine Kinase 2 Pour Wb, Elisa - Q9Bzx2

Numéro d'article: CM0013392



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UCK2 humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'UCK2 de souris. L'UCK2 est une uridine-cytidine kinase impliquée dans les voies de récupération des nucléosides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UCK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	UK; UMPK; TSA903; UCK2
Espèce	Humain
Identifiant génique (humain)	7371
Identifiant génique	7371
Immunogène	Protéine recombinante - Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 261 de l'UCK2 humaine (NP_036606.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BZX2
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace