

## Anticorps Polyclonal Anti-Urm1 Pour Wb, Elisa - Q9Btm9

Numéro d'article: CM0016127

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'URM1 humaine, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux études sur la thiolation des ARNt et les modifications de type ubiquitine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | URM1 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Remarques/Alias    | C9orf74; URM1                                                                                                                     |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                           |
| GeneID (humain)    | 81605                                                                                                                             |
| GeneID             | 81605                                                                                                                             |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 63 de l'URM1 humaine (NP_001252511.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée | Souris, Rat                                                                                                                       |
| SWISS              | Q9BTM9                                                                                                                            |
| Poids moléculaire  | 11 kDa                                                                                                                            |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                      |