


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Urocortine-2 (Ucn2) Pour Wb Et Elisa - Q96Rp3

Numéro d'article: CM0029950



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'UCN2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. PM prédit 12 kDa. Idéal pour la recherche sur la réponse au stress, les fonctions cardiovasculaires et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UCN2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	UR; SRP; URP; UCNI; UCN-II; UCN2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	90226
ID du Gène	90226
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-112 de l'UCN2 humain (NP_149976.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96RP3
Poids Moléculaire de la Protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace