

Anticorps Polyclonal Anti-Urod Pour Wb, Elisa - P06132

Numéro d'article: CM0025455



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UROD humain (uroporphyrinogène décarboxylase), applicable en WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse de l'hème et les porphyries. 41 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UROD Rabbit pAb
Remarques/Alias	PCT, UPD, UROD
Espèce	Humain
GeneID	7389
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-367 de l'UROD humain (NP_000365.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06132
Poids moléculaire de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace