

Anticorps Polyclonal Anti-Uroplakine Iii/Upk3A Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Jkx8

Numéro d'article: CM0028591

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Uroplakine III (UPK3A), adapté pour le WB, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte l'UPK3A de souris, d'humain et de rat. Idéal pour la recherche en biologie urothéliale et sur les maladies de la vessie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Uroplakine III/UPK3A pAb de lapin
Remarques/Alias	UP3A ; UPK3 ; UPIII ; UPIIIA
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	7380
Identifiant du gène	22270
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 188-287 de l'Uroplakine III/UPK3A de souris (NP_075967.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9JKX8
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace