

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Usf1 Pour Wb Et Elisa - P22415

Numéro d'article: CM0002018



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant USF1 (Upstream stimulatory factor 1), adapté pour les applications WB et ELISA. Réagit avec l'USF1 humain et souris. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	USF1 Lapin mAb
Remarques/Alias	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; USF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7391
GeneID	7391
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de l'USF1 humain (P22415)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P22415
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace