

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Usf1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22415

Numéro d'article: CM0006957



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'USF1 humain (SWISS P22415). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche en transcription et le développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps monoclonal de lapin anti-USF1
Remarques/Alias	UEF ; FCHL ; MLTF ; FCHL1 ; MLTF1 ; HYPLIP1 ; bHLHb11 ; [Validé KD] USF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7391
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-310 de l'USF1 humain. (NP_009053.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22415
Poids moléculaire protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace