


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usf2 Pour Western Blot, Elisa - Q15853

Numéro d'article: CM0026647



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'USF2 humain (FIP/bHLHb12) validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les facteurs de transcription et les études de liaison à la boîte E.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	FIP; bHLHb12; USF2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7392
GenelD	7392
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15853
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace