

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Usol Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60763

Numéro d'article: CM0003079



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'USO1/p115 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'USO1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Poids protéique d'environ 108 kDa. Idéal pour la recherche sur le transport de l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	USO1 Lapin mAb
Remarques/Alias	TAP; VDP; P115; USO1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8615
ID de Gène	8615
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'USO1 humain (O60763).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60763
Poids Protéique	108kDa
Expédition	Sac de glace