

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usol Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60763

Numéro d'article: CM0021438



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre USO1 (TAP/VDP/P115), validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines et de rat. Idéal pour les études sur le transport des vésicules golgiennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USO1 Rabbit pAb
Remarques/alias	TAP ; VDP ; P115 ; USO1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8615
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 663 à 962 de l'USO1 humaine (NP_003706.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	O60763
Poids moléculaire	108 kDa
Expédition	Sac réfrigérant