

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usol Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60763

Numéro d'article: CM0027748



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'USO1 humain (p115/VDP/TAP), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude du transport vésiculaire RE-Golgi et du maintien de l'empilement golgien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USO1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TAP; VDP; P115; USO1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8615
GeneID	8615
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1100-1200 de l'USO1 humain (O60763).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60763
Poids de la protéine	108 kDa
Expédition	Sachet de glace