


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp1 Pour Wb - 094782

Numéro d'article: CM0029219



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'USP1 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte l'USP1 dans des échantillons humains et murins. Utile pour la recherche sur la réparation des dommages à l'ADN et la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	UBP; USP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7398
Identifiant du gène	7398
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 280 de l'USP1 humain (NP_003359.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O94782
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace