


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51784

Numéro d'article: CM0019781



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre USP11, validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine, la réparation de l'ADN et la chromatine sur des échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	USP11 Rabbit pAb
Remarques/Alias	UHX1; USP11
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	8237
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-190 de l'USP11 humain (NP_004642.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51784
Poids Moléculaire Protéique	110kDa
Expédition	Sac de glace