

Anticorps Polyclonal Anti-Usp12 Pour Wb, Elisa - 075317

Numéro d'article: CM0021957



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'USP12 humaine (UBH1/USP12L1). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la déubiquitination, de la signalisation NF-κB et de la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP12 Lapin pAb
Remarques/Alias	UBH1; USP12L1; USP12
Espèce	Humain
GeneID (humain)	219333
GeneID	219333
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'USP12 humaine (NP_872294.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75317
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace