

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp13 Pour Wb, Elisa - Q92995

Numéro d'article: CM0014925



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-USP13 validé pour la WB et l'ELISA. Détecte l'USP13 humaine, murine et de rat, une déubiquitinase régulant l'autophagie, l'ERAD et le cycle cellulaire. Idéal pour la recherche en oncologie et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | USP13 pAb de lapin                                                                                                                                    |
| Remarques/Alias     | ISOT3 ; IsoT-3 ; USP13                                                                                                                                |
| Espèce              | Humaine                                                                                                                                               |
| ID du gène (humain) | 8975                                                                                                                                                  |
| ID du gène          | 8975                                                                                                                                                  |
| Immunogène          | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-200 de l'USP13 humaine (NP_003931.2). |
| Source              | Lapin                                                                                                                                                 |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                 |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Réactivité croisée  | Souris, rat                                                                                                                                           |
| SWISS               | Q92995                                                                                                                                                |
| Poids moléculaire   | 97 kDa                                                                                                                                                |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                                          |