


Anticorps Monoclonal Anti-Usp14 Pour Wb, Ip, Elisa - P54578

Numéro d'article: CM0003579



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant USP14, une déubiquitinase associée au protéasome impliquée dans le recyclage de l'ubiquitine, la dégradation du CXCR4 et l'immunité innée. Validé pour WB, IP, ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. PM prédit 56kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP14 Lapin mAb
Remarques/Alias	TGT; Ubp6; USP14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9097
GeneID	9097
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 371-473 de l'USP14 humaine (P54578).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54578
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace