

Anticorps Monoclonal Anti-Usp15 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Y4E8

Numéro d'article: CM0008420



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant USP15 (enzyme de désubiquitination 15). Idéal pour l'étude des voies TGF-bêta, NF-kappa-B et de la mitophagie dans des tissus humains, de souris et de rats par WB, IP et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP15 mAb de lapin
Remarques/Alias	UNPH4 ; UNPH-2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9958
GeneID	9958
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 968 et 981 de l'USP15 humaine (NP_001239007.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y4E8
Poids de la protéine	27 kDa/109-112 kDa
Expédition	Sac de glace