


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp15 Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y4E8

Numéro d'article: CM0013423



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-USP15 validé pour WB, IP, IF/ICC et ELISA. Détecte l'USP15 humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de la déubiquitination, de la signalisation TGF-bêta, de la régulation NF-kappa-B et de la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	USP15 Lapin pAb
Remarques/Alias	UNPH4; UNPH-2; USP15
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9958
GeneID	9958
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique de l'USP15 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4E8
Poids Protéique	112 kDa
Expédition	Sac de glace