


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp16 Pour Wb, Elisa - Q9Y5T5

Numéro d'article: CM0029938



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'USP16 humaine (94 kDa), validé pour WB et ELISA. Réagit croisé avec la souris, le rat et le singe. Convient pour l'étude de la déubiquitination de l'histone H2A, de la mitose et de la régulation des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP16 Lapin pAb
Remarques/Alias	UBPM; UBP-M; USP16
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10600
GeneID	10600
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'USP16 humaine (NP_001001992.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	Q9Y5T5
Poids moléculaire	94kDa
Expédition	Sac de glace