


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp19 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O94966

Numéro d'article: CM0029240



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique pour USP19 (hydrolase ubiquitine carboxy-terminale 19), validé en WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris ; détecte une bande d'environ 146 kDa. Idéal pour la recherche sur la déubiquitination, la ERAD, l'hypoxie et la différenciation musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	USP19 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZMYND9; USP19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10869
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'USP19 humaine (NP_001186089.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O94966
Poids Protéique	146kDa
Expédition	Sac de glace