


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp21 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk80

Numéro d'article: CM0024262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la déubiquitineuse humaine USP21, adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. L'USP21 régule la déubiquitination de l'histone H2A et l'activation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin USP21
Remarques/Alias	USP16 ; USP23 ; USP21
Espèce	Humain
GeneID	27005
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de l'USP21 humain (NP_036607.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UK80
Poids protéique	63 kDa
Expédition	Sac de glace