

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Usp22 Pour Wb Et Elisa - Q9Upt9

Numéro d'article: CM0009255

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-USP22 validé pour WB et ELISA, présentant une réactivité croisée avec les protéines USP22 humaine et murine. Idéal pour l'étude du rôle des déubiquitinasés dans la régulation de la transcription, la progression du cycle cellulaire et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-USP22
Remarques/Alias	USP3L ; USP22
Espèce	Humaine
ID du gène	23326
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 175 de la protéine USP22 humaine (Q9UPT9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q9UPT9
Poids moléculaire	60 kDa
Expédition	Sac réfrigérant