

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp22 Pour Wb, Elisa - Q9Upt9

Numéro d'article: CM0018926

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-USP22 validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'humain et le rat. USP22 est une déubiquitineuse impliquée dans la régulation transcriptionnelle, le cycle cellulaire et l'immunité innée, convenant aux applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	USP22 Lapin pAb
Remarques/Alias	USP3L; USP22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23326
GeneID	23326
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'USP22 humaine (NP_056091.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9UPT9
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace