

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Usp24 Pour Wb, Elisa - Q9Upu5

Numéro d'article: CM0002355

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-USP24 validé pour WB et ELISA. Détecte l'USP24 humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitine-protéasome, la survie cellulaire et la ferritinophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	USP24 mAc Lapin
Remarques/Alias	USP24 ; peptidase spécifique à l'ubiquitine 24
Espèce	Humain
GeneID	23358
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 2500-2600 de l'USP24 humaine (Q9UPU5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPU5
Poids Protéique	294kDa
Expédition	Sac de glace