

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp24 Pour Wb, Elisa - Q9Upu5

Numéro d'article: CM0020892

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'USP24 humain, une protéase spécifique à l'ubiquitine de 294 kDa impliquée dans la ferritinophagie et la survie cellulaire. Validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité humaine et souris.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	USP24 Lapin pAb
Remarques/Alias	USP24 ; ubiquitin specific peptidase 24
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23358
ID de gène	23358
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UPU5
Poids de la protéine	294kDa
Expédition	Sac de glace