

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp24 Pour Wb, Elisa - Q9Upu5

Numéro d'article: CM0015784

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin (pAb) anti-USP24 détecte spécifiquement l'USP24 humain et murin, validé pour le Western blot et l'ELISA. Cet anticorps de déubiquitinase soutient la recherche sur la survie cellulaire, la ferritinophagie et les voies de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-USP24
Remarques/Alias	USP24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23358
GeneID	23358
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2431-2620 de l'USP24 humain (NP_056121.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UPU5
Poids moléculaire de la protéine	294 kDa
Expédition	Sac de glace