


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Usp25 Pour Wb - Q9Uhp3

Numéro d'article: CM0005230



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'USP25 humain, validé pour WB, IP, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les déubiquitinasés, l'inflammation et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | USP25 Lapin mAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias    | USP21; USP25                                                                                                                  |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID             | 29761                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de l'USP25 humaine (NP_037528.3) |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, IP, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS              | Q9UHP3                                                                                                                        |
| Poids moléculaire  | 122KDa/125KDa/129KDa                                                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |