


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp25 (Usp21) Pour Wb Et Elisa - Q9Uhp3

Numéro d'article: CM0017826



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'USP25 humaine, une enzyme déubiquitinante impliquée dans l'inflammation, la signalisation Wnt et la réponse immunitaire. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	USP25 Rabbit pAb
Remarques/Alias	USP21; USP25
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	29761
Identifiant du gène	29761
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de l'USP25 humaine (NP_037528.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHP3
Poids de la protéine	122 kDa
Expédition	Sac de glace