

Anticorps Polyclonal Anti-Usp26 Pour Wb, Elisa - Q9Bxu7

Numéro d'article: CM0024791

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-USP26 validé pour WB et ELISA, réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour l'étude de la déubiquitination, la signalisation du récepteur aux androgènes et la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP26 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SPGFX6; USP26
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	83844
Identifiant de gène	83844
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 664-913 de la USP26 humaine (NP_114113.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXU7
Poids de la protéine	104kDa
Expédition	Sac de glace