


Anticorps Polyclonal Anti-Usp33 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tey7

Numéro d'article: CM0019365



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'USP33 humaine (VDU1) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines homologues de la souris et du rat. Outil essentiel pour les recherches sur la désubiquitination, la biologie du centrosome et le trafic des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP33 Rabbit pAb
Remarques/Alias	VDU1 ; USP33
Espèce	Humaine
ID du gène	23032 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290 à 400 de l'USP33 humaine (NP_963920.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q8TEY7
Poids de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac réfrigérant