

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Usp39 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q53Gs9

Numéro d'article: CM0003596



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-USP39 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. USP39 est une déubiquitinase impliquée dans l'épissage, la réparation de l'ADN et le contrôle du cycle cellulaire. Idéal pour la recherche sur le développement des cellules B, la réponse aux dommages de l'ADN et la signalisation antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	USP39 Lapin mAb
Remarques/Alias	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10713
GenelD	10713
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de l'USP39 humaine (Q53GS9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q53GS9
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace