

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp39 Pour Wb Et Elisa - Q53Gs9

Numéro d'article: CM0030796



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-USP39 (alias 65K, SAD1, SNRNP65) validé pour Western blot et ELISA. Il présente une réactivité avec USP39 humain, de souris et de rat. Convient à l'étude de l'épissage, de la réparation de l'ADN et de la signalisation antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	USP39 Rabbit pAb
Remarques / Alias	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10713
GenelD	10713
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 336-565 de USP39 humain (NP_006581.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q53GS9
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace