

## Anticorps Polyclonal Anti-Usp4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13107

Numéro d'article: CM0019679



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'USP4 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte l'USP4 dans des échantillons humains et murins. Idéal pour les études sur la déubiquitination, la réponse immunitaire et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | USP4 Lapin pAb                                                                                                                 |
| Remarques/Alias    | UNP; Unph; USP4                                                                                                                |
| Espèce             | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (humain)    | 7375                                                                                                                           |
| GeneID             | 7375                                                                                                                           |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 560-700 de l'USP4 humaine (NP_003354.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                          |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris                                                                                                                 |
| SWISS              | Q13107                                                                                                                         |
| Poids Protéique    | 109kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                   |