

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp48 Pour Wb, Elisa - Q86Uv5

Numéro d'article: CM0028713

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-USP48 reconnaît l'USP48 (déubiquitinase) humain, murin et de rat. Validé pour le WB et l'ELISA, il facilite l'étude de la signalisation NF-κB, du cycle cellulaire et de la régulation de la pyroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-USP48
Remarques/Alias	USP31, DFNA85, RAP1GA1, USP48
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	84196
Identifiant du gène	84196
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'USP48 humain (NP_115612.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86UV5
Poids moléculaire de la protéine	119kDa
Expédition	Sac de glace