


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45974

Numéro d'article: CM0026126



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-USP5 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'USP5 humaine, de souris et de rat (96 kDa). Idéal pour les études de déubiquitination et des voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ISOT; USP5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8078
GeneID	8078
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'USP5 humaine (NP_003472.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45974
Poids de la protéine	96kDa
Expédition	Sac de glace