

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp53 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q70Ek8

Numéro d'article: CM0021042

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-USP53 validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Détecte spécifiquement l'USP53 humain et murin, une déubiquitine de jonctions serrées de 120 kDa impliquée dans l'audition et la fonction barrière.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	USP53 Rabbit pAb
Remarques/Alias	USP53; ubiquitin specific peptidase 53
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	54532
Identifiant du gène	54532
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 495-582 de l'USP53 humain (NP_061923.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q70EK8
Poids moléculaire de la protéine	120 kDa
Expédition	Sac de glace