


Pab De Lapin Anti-Usp8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P40818

Numéro d'article: CM0029060



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-USP8 pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Reconnaît USP8 humain, murin et de rat. USP8 est une déubiquitineuse régulant le renouvellement des protéines, le tri endosomal et la signalisation EGFR. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la protéostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAb de Lapin USP8
Remarques/Alias	UBPY ; PITA4 ; SPG59 ; HumORF8 ; USP8
Espèce	Humain
ID du gène	9101
Antigène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'USP8 humain (NP_005145.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40818
Poids moléculaire de la protéine	128 kDa
Expédition	Sac de glace