


Anticorps Polyclonal Anti-Usp9X Pour Wb, Elisa - Q93008

Numéro d'article: CM0022865



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin USP9X pour applications Western Blot et ELISA, validé chez l'Homme, la Souris, le Rat. Matière première IVD de haute qualité pour étudier l'activité déubiquitineuse, la signalisation TGF- β et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin USP9X
Remarques/Alias	FAF ; FAM ; hFAM ; DFFRX ; MRX99 ; XLID99 ; MRXS99F ; USP9X
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8239
ID du gène	8239
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de l'USP9X humain (NP_001034679.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q93008
Poids moléculaire de la protéine	290 kDa
Expédition	Sac de glace