

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp9X/Usp9Y Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00507

Numéro d'article: CM0023038

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant USP9X/USP9Y humain. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient aux études sur la désubiquitination et le développement des cellules germinales mâles. Poids moléculaire d'environ 291 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP9X/USP9Y Rabbit pAb
Remarques/Alias	DDFRY ; SPGFY2 ; USP9X/USP9Y
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	8287
ID du gène	8287
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 2456-2555 de l'USP9X/USP9Y humain (NP_004645.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O00507
Poids de la protéine	291 kDa
Expédition	Sac de glace