

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Utp11L Pour Wb Et Elisa - Q9Y3A2

Numéro d'article: CM0018947



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre UTP11L humain (CGI94), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat ; détecte une bande d'environ 30 kDa. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UTP11L pAb de lapin
Remarques/alias	CGI94 ; CGI-94 ; UTP11L
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	51118
ID du gène	51118
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y3A2
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac réfrigérant